

EVI

Therapiestuhl mit variabler SitzhöhenEinstellung

Unser EVI eignet sich sehr gut für eine aktive oder passive Sitzhaltung mit umfangreicher Sitzunterstützung. Durch die variable Höhe ist zwischen Essen am Tisch und Spielen in Bodennähe alles möglich: die Sitzhöhe kann leicht per Gasfeder verändert werden, während das Kind im Stuhl sitzt. Dieses Untergestell verfügt über 4 bremsbare Leichtlaufrollen.



Aktive oder passive Sitzhaltung

Dank der standard Sitzwinkelverstellung per Gasfeder kann einfach zwischen einer aktiven und passiven Sitzhaltung gewechselt werden. So kann immer eine optimale Sitzhaltung für jeder Aktivität gefunden werden, sei es Essen, Spielen, Lernen und an Therapien teilnehmen.



Standard Ausführung:

- Armlehnen in Höhe und Breite einstellbar
- Sitzhöhenverstellung per Gasfeder mit Fuß-Bedienpedal
- Sitzwinkelverstellung per Gasfeder mit Fuß-Bedienpedal
- 4 bremsbare Leichtlaufrollen
- Hochklappbares Fußbrett

Weitere Optionen in der Preisliste

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Maximales Nutzergewicht | 50 kg |
| Sitzbreite ab | 29 cm |
| Sitztiefe ab | 32 cm |
| Sitzhöhenverstellung per Gasfeder | 23-62 cm* |
| Rückenpolsterbreite | 23-30 cm |
| Rückenpolsterhöhe | 20-36 cm |
| Sitzwinkelverstellung per Gasfeder | 0° / -34° |
| Untergestell | 44x57 cm |

* Gemessen vom Boden bis zur UNTERKANTE des Sitzpolsters.